

**Bilag A1:
Oversikt medisinsk, medisinskteknisk og
kommunikasjonsteknisk utstyr ambulansefly**

**Kjøp av ambulanseflytjenester
for perioden**

1.juli 2019 - 31.juni 2025

med mulighet for forlengelse 2 + 3 år

INNHALDSFORTEGNELSE

1. Generelt	3
2. Medisinskteknisk utstyr	3
2.1 Utstyr fra Oppdragsgiver	3
Nærmere beskrivelse av dette medisinsktekniske utstyret	5
2.2 Corpuls 3 defibrillator/monitor	5
2.3 LTV1200 Ventilator	6
2.4 Propaq 204SPO2 monitor	7
2.5 Space sprøytepumpe	8
2.6 OB1000 Suction unit	9
2.7 Lucas2 Brystkompresjonsmaskin.....	10
2.8 Transport Incubator	11
2.9 Utstyr fra lokalt helseforetak («Medical role equipment»).....	13
3. Annet medisinsk utstyr	14
3.1 Utstyr som skal være fast i flyet;	14
Administrative effekter	14
Transport og sikringsutstyr.....	14
Monitoreringsutstyr, tilbehør	14
Ventilasjonsutstyr.....	15
Sirkulasjonsutstyr.....	16
Injeksjons og infusjonsutstyr.....	16
Infusjonsvæske med tilbehør	16
Medikamentbag	16
Behandlingsutstyr	16
Barnebag	16
Sutur og vaskesett (pakket separat)	16
Fødesett (pakket separat)	17
Kateterisering (pakket separat)	17
Hygiene og smittevern.....	17
Infeksjonsvern (pakket separat)	17
Oppsamlingsutstyr	17
Stelleutstyr	17
Tepper, pledd og lintøy	18
3.2 Utstyr som tas med fra basen ved behov	18
4. Kommunikasjonsteknisk utstyr	19
Håndradioterminaler for Nødnett.....	19

1. Generelt

Dette dokumentet gir en oversikt over medisinsk, medisinskteknisk og kommunikasjonsteknisk utstyr som Oppdragsgiver og lokalt helseforetak eier og benytter i ambulanseflytjenesten.

Luftambulansetjenesten ANS har delt medisinsk utstyr inn i 4 kategorier:

- Gruppe 1: Utstyr som alle baser har i sitt grunnoppsett, anskaffes, eies og vedlikeholdes av Oppdragsgiver.
- Gruppe 2: Utstyr som baser har etter behov, anskaffes, eies og vedlikeholdes av Oppdragsgiver.
- Gruppe 3: Utstyr som baser har etter behov, anskaffes, eies og vedlikeholdes av lokalt Helseforetak.
- Gruppe 4: Medisinsk engangsutstyr og forbruksmateriell, anskaffes av lokalt Helseforetak.

Ved anskaffelser av nytt utstyr, er det kjøper som er ansvarlig for å vurdere utstyrets egnethet for formålet i henhold til *Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr*. Dette inkluderer vurdering av utstyrets funksjonalitet, utstyrets tekniske spesifikasjoner, utstyrets bruksmiljø og kompetanse hos brukere.

Det er Tilbyder som vurderer utstyrets egnethet for bruk i de aktuelle fartøyer. Tilbyderen må evaluere utstyret med hensyn på fartøyets kontinuerlige luftdyktighet. Dette inkluderer bl. annet forsvarlig innfestning og praktiske EMC tester. Dokumentasjon på utstyrets tekniske egenskaper fremskaffes av utstyrets kjøper.

Oppdragsgivers håndtering av anskaffelse av utstyr, er beskrevet i Driftshåndbok medisinskteknisk verksted, se Bilag A2 «Anskaffelse, akseptering og implementering av medisinskteknisk utstyr».

2. Medisinskteknisk utstyr

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at dette ikke er å anse som uttømmende liste, og endringer vil komme frem mot kontrakts start. Listen inkluderer det viktigste utstyret. Oppgitt mål og vekt er noe avhengig av medbrakt tilbehør.

2.1 Utstyr fra Oppdragsgiver

Tabellen viser aktuelt elektromedisinsk utstyr i tjenesten. For nærmere detaljer vedrørende det mest aktuelle utstyret, se beskrivelse i kap. 2.2-2-8 . Tilbyder skal beskrive innplassering av dette utstyret i ambulansefly, både kategori 1 fly og kategori 2 fly. Løsningen skal sikre god tilgjengelighet av utstyret.

Type	Ca. vekt ¹	Antall	Gruppe	Mål (mm)	Dagens fabrikat/type
Overvåknings-monitor	4.6 kg	1	1	B: 235 H: 180 D: 200	Welch Allyn Inc. /Propaq 204 encore ²
Multimonitor – overvåkningsmonitor m/pasientenhet	5 kg	1	1	B: 305 H: 295 D: 195	Alere AS/Corpuls 3 Slim
Multimonitor - defibrilleringsmodul	2 kg	1	1	B: 401 H: 317 D: 231	Alere AS/Corpuls 3 Slim
Sprøytepumpe	1.4 kg	3	1	B: 370 H: 68 D: 155	B. Braun Melsungen AG/Perfusor Space
Ventilator	6.1 kg	1	1	B: 280 H: 310 D: 70	Pulmonetic Systems Inc./LTV 1200 ³
Kapnograph*	1 kg	1	1		Novamatrix Inc. /Tidal Wave 710SP ⁴
Elektrisk sug	3.5 kg	1	1	B: 320 H: 265 D: 110	Oscar Boscarol SRL/OB1000 AVIO
Brystkompresjons-maskin*	10,6 kg	1	2	B: 310 H: 600 D: 280	Physio-Control/Lucas2
Ultralyd*	1 kg	1	2		Secma/SonoSite iViz
Væskevarmer*	3 kg	1	1		Modell besluttet i 2017
Kuvøse	120 kg	1	2		International BioMedical Voyager. Interface: Lifeport Lifelocks 1254 mm apart
Plattform spesialutstyr	15 kg	2	2		AeroLite. For innfesting av utstyr fra lokalt helseforetak, se neste liste
Infant Transport Device	10 kg	1	2		Advanced Healthcare Technology Ltd./Babypod II
Eksternt blybatteri LTV 1200*	4,2 kg	1	2		Pulmonetic Systems Inc.
Ekstra sprøytepumper	1,4 kg x4	Inntil 4 ekstra	2	B: 370 H: 68 D: 155	B. Braun Melsungen AG/Perfusor Space. Brukes ved spesialtransporter, base Tromsø og Gardermoen.
Oksygenflaske 3 l (600 liter 1 ATM)	4,5 kg	1	1		Pr. i dag benyttes AGA LIV 3 L flasker. Tilbyder leverer brakett for å feste flasken.

¹ Vekt av utstyr uten festebraketter.

² Type og modell planlegges byttet ut innen 01.07.19.

³ Type og modell planlegges byttet ut innen 01.07.19.

⁴ Type og modell planlegges byttet ut innen 01.07.19.

*Utstyr er håndholdt og skal ikke monteres i braketter.

Nærmere beskrivelse av dette medisinsktekniske utstyret (Interface Control Document)

2.2 Corpuls 3 defibrillator/monitor



The *Corpuls3 Slim* is a defibrillator/monitor with external pacer and advanced vital signs monitoring, including 12 Lead ECG. The unit is modular, where the monitor-, patient interface- and defibrillator unit may be separated and fixed individually. The units communicate internally with Bluetooth (separated) or IR (not separated), externally with GPRS or Bluetooth. The unit is powered by three exchangeable lithium Ion batteries. The unit can be powered by 12 VDC. The equipment will normally be used with an extra pouch on each side of the patient unit and on back of the defibrillator unit, for cables and sensors.

Size/configuration: The configuration when fixed is to be discussed with aircraft operator.

Parameter	Value	reference	Note
Weight	8.5 Kg	Alere AS	Normal config 3 batteries
Size (H x W x D)	30 x 50 x 20 cm	Alere AS	Normal config, W/Case
Power consumption	108W	User manual	Defibrillator charging < 5s
	100W		Batteries charging
	20W		Batteries fully charged
EMC emissions	IEC60601-1-2	User manual	(CISPR 11) CE
	RTCA DO160G	GS	Section 21 / cat M
	MIL STD 461	FOLAT 2014	Not passed
EMC susceptibility	IEC 60601-1-2	User manual	CE
	RTCA DO160G	GS	Section 20/ cat R
Power connectors	Magnetic/mounting bracket		
Battery runtime	7-10 hrs or 428 shocks		3 batteries à 33Wh
Batteries fulfil IATA UN T1 – T8 Transportation tests			UN 3480/3481

2.3 LTV1200 Ventilator



The Carefusion LTV 1200 is a transport ventilator with built in compressor and internal sealed lead acid batteries. The unit can be powered by 12VDC, 230 VAC (with power adapter) or internal batteries.

Size/configuration: The unit is normally without rubber shockabsorbers. For extended battery capacity, there may be supplied a carrying case with external battery


Inputs:

Power: 11 – 15 VDC
O2: 40 – 80 PSI

Parameter	Value	reference	Note
Weight	6.1 Kg	User manual	Normal config
Size (H x W x D)	7.6 x 25.4 x 30.6 cm		Normal config
Power consumption	66W	User manual	11 – 15VDC
EMC emissions	IEC60601-1-2		CE
EMC susceptibility	DO160/21/M	Carefusion.com	Ext battery powered
	IEC 60601-1-2		CE
	DO160/20/S	Carefusion.com	Ext battery powered
Power connectors			
Battery runtime	Approx 1 hrs		Charge at AC or DC power
Battery chemistry	Sealed Lead Acid 2 x 6V/4.5Ah		
Ext Battery runtime	Approx 3 hrs		Charge at base
Battery chemistry	Sealed Lead Acid 12V/12Ah		Panasonic LC-RA1212PG

NOTE: The LTV1200 may be discontinued or replaced in 2017/2018

2.4 Propaq 204SPO2 monitor



The Propaq 204EL is a multiparameter patient monitor with electroluminescence display and internal sealed lead acid batteries.

Size/configuration: The unit is **with** SPO2 module and **without** CO2/printer module.

Parameter	Value	reference	Note
Weight	4.1 Kg		
Size (H x W x D)	16.9 x 20.9 x 19.1 cm	User manual	
Power consumption	25W	User manual	12 – 28VDC
EMC emissions	CISPR11	EMC Sheet	
	IEC60601-1-2	EMC sheet	
	MIL STD 461	User manual	
	MIL STD 461/DO160	RNoAF EMC Lab	with incubator
EMC susceptibility	20 V/m	EMC sheet	
Power connector	Hypertronics	D02EEB315SSTA	3 socket
Battery runtime	4 hrs		
Battery chemistry	Sealed Lead Acid	2 x Sonnenschein A208/2.5S	

NOTE: The Propaq may be discontinued or replaced in 2017/2018

2.5 Space sprøytepumpe



The B. Braun Space syringe pump is a small syringe driver for administering drugs over time. The unit can be powered by 12VDC or internal batteries. Normally two units are used in one equipment setup. The unit has interchangeable NiMh batteries.

Size/configuration: The unit is normally mounted with a Aerolite fixation adapter.

Parameter	Value	reference	Note
Weight	1.4 Kg	User manual	Without adapter
Size (H x W x D)	7 x 25 x 15.2 cm	User manual	Without adapter, off
Size (H x W x D)	7 x 37 x 15.2 cm		Without adapter, on
Power consumption	0,75A	User manual	11 - 16VDC
EMC emissions	IEC60601-1-2 RTCADO160D	Tender	CE
EMC susceptibility	IEC 60601-1-2		CE
Power connectors	Manufacturer specific.		
Battery runtime	Approx 8 hrs		
Battery chemistry	NiMh	8713180A	With control electronics




2.6 OB1000 Suction unit



The Boscarol OB1000Avio is a transport aspirator with collection jar and internal sealed lead acid batteries. The unit can be powered by 12VDC and 230 VAC (with power adapter) or internal batteries.

Size/configuration: The unit is normally with carrying bag and 1 litre jar.

Parameter	Value	reference	Note
Weight	3.5 Kg	User manual	Normal config
Size (H x W x D)	25 x 32 x 10 cm	User manual	Normal config
Power consumption	6A	User manual	@12 VDC
EMC emissions	IEC60601-1-2 RTCADO160E	User manual	CE
EMC susceptibility	IEC 60601-1-2		CE
Power connectors	Lemo 4 pin or via bracket		
Battery runtime	Approx 0.75 hrs		Charge at AC or DC power
Battery chemistry	Sealed Lead Acid 12V/3.4Ah		Panasonic LC-R123R4P



2.7 Lucas2 Brystkompresjonsmaskin



The Physio Control Lucas 2 is a transportable chest compression unit. The unit has interchangeable Li-Ion (Li-Po) batteries. The unit can be powered by 12VDC, 230 VAC (with power adapter) or internal batteries.

Size/configuration: The unit is normally placed in a bag with three batteries.

Parameter	Value	reference	Note
Weight	10.5 Kg	Measured	Normal config
Size (H x W x D)	65 x 33 x 25 cm	User manual	Normal config
Power consumption	100W	Powersupply	12 /24VDC
EMC emissions	IEC60601-1-2		CE
	DO160F/21/L	Tender	Ext battery powered
EMC susceptibility	IEC 60601-1-2	10 V/m	CE
Power connectors	Redel 2 pin		
Battery runtime	Approx 1 hrs/battery		Charge only with AC adapter
Battery data	25.9V/3300 mAh (86Wh) each		
	Li-Po batteries UN3480 fulfill UN T1-T2 transportation tests.		

2.8 Transport Incubator

The International Biomed Voyager is a transport incubator system. The unit consists of a frame, incubator, oxygen supply and medical devices as mounted accessories. The Patient monitor, Ventilator and oxygen bottle can be detached. The units needs 230VAC or 12VDC power and compressed O₂ for normal operation The unit is alternatively powered by internal batteries. The unit is mounted with standard "Lifeport Lifelocks".

Incubator: International Biomed, Voyager


Monitor: Zoll, Propaq M

Ventilator: Hamilton: T1

Syringe pumps: B.Braun: Space

Parameter	Value	reference	Note
Weight	approx. 120 Kg		Normal config
Size (H x W x D)	67 x 161 x 47 cm	Int. Biomed	Normal config
Power consumption	750 W @ 230VAC 500W @ 230VAC 18,2A + 14,3A @ 12VDC or 7,8A @28V + 14,3A @12V		Batteries/acc. charging Nominal Two connections required
EMC emissions	IEC60601-1-2 RTCA DO160G NOTE: Incubator, monitor and ventilator are tested separately		(CISPR 11) CE Section 21 / cat M
Power connectors	230V: EURO 12/24VDC: Amphenol		
Battery	Incubator: Seald Lead acid > 150 min Ventilator; Li-Ion<100Wh > 6 hrs Monitor; Li-Ion<100Wh > 6hr		
Flamability:	CS 23/27/29.853.		
Strength	CS 23/27/29.561		
Size l x w x h:	1610 x 470 x 667 mm		

Configuration Propaq M / Hamilton T1 14.10.2015 thru



2.9 Utstyr fra lokalt helseforetak («Medical role equipment»)

Tabellen viser aktuelt elektromedisinsk utstyr i tjenesten som anskaffes og vedlikeholdes av lokalt helseforetak. Utstyret benyttes ved spesialtransporter fra base Gardemoen og Tromsø. Eventuelt kan fly fra annen base benyttes med medisinsk personell fra Gardemoen eller Tromsø. Utstyret er tenkt plassert på Plattform Spesialutstyr eller en nærmere angitt plassering.

Type	Ca. vekt	Antall	Gruppe	Mål (mm)	Dagens fabrikat/type
ECMO, apparat	10 kg	1	3	B: 255 H: 315 D: 427	Maquet/Cardohelp
ECMO, heather	9 kg	1	3	B: 200 H: 290 D: 330	Maquet/Heater Unit
ECMO, sekk*	10 kg	1	3	B: 500 H: 450 D: 200	Utstyr tilhørende ECMO enhetene
IABP	24 kg	1	3	B: 330 H: 780 D: 406	Maquet/Cardiosave Rescue/Hybrid
IABP	60 kg	1	3	B: H: D:	Maquet/CS 300
NO2, apparat	6 kg	1	3	B: 350 H: 220 D: 160	IKARIA/INOmax DSir INOvent.
NO2, blender	2 kg	1	3	B: 200 H: 120 D: 131	IKARIA/INOblender
NO2, utstyrssekk*	14 kg	1	3	B: 400 H: 450 D: 250	Utstyr tilhørende NO behandling, derav 2 stk NO2 flasker.
Oscillator	22 kg	1	3	B: 305 H: 385 D: 390	Leoni Mobil, plassering på plattform under utvikling eller kuvøse
Blodgassmåler*	0,65 kg	1	3	B: 230 H: 60 D: 75	Abbot/i-STAT
ACT måler *	0,5 kg?	1	3		Hemochron

*Utstyr er håndholdt og skal ikke monteres i braketter.

3. Annet medisinsk utstyr

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at dette ikke er å anse som uttømmende liste. Listen inkluderer det viktigste utstyret. Oppgitte mål er omtrentlige. Hensikten er å synliggjøre vekt og volum av det medisinske utstyret som skal oppbevares i ambulansflyets medisinske innredning, eller kunne tas med ved behov. Deler av dette utstyret vil være utstyr som benyttes daglig, og som det kreves lett og rask tilgang til, mens annet utstyr benyttes sjeldnere, men må befinne seg i flyet.

3.1 Utstyr som skal være fast i flyet;

Enhet	Ca. volum eller vekt	Antall	Mål (mm)	Innhold/merknad
Diverse medisinsk utstyr.	Volum 0,25 m ³ Vekt 26 kg		Plassering i skuffer og/eller skap.	Se Hovedgrupperingene under tabellen for komplett oversikt.
Låsbart medikamentskap /skuff	Volum 0,035 m ³ Medikament enhet 4,5 kg	1 stk		Oppbevaring av medikamentenhet(er).
Barnesekk	5 kg Inngår i beregnet volum	1 stk	D: 360 H: 310 B: 130	Akuttmedisinsk utstyr for nyfødte/barn: Utstyr for ventilering, intubering, infusjon, sprøyter/kanyler, bandasjeutstyr mm.

Hovedgrupperingene over «Diverse medisinsk utstyr» (innholdsliste fra dagens ambulansfly) er;

Administrative effekter

- I-pad el.l.
- Mappe med diverse dokumenter
 - Utstysrliste (MEL)
 - Utstysrliste (Basespesifikk)
 - Siste ½ års-sjekkliste
 - Flybyttesjekkliste
 - Adresseliste, baser
- Transportjournaler, 10 stk
- Kulepenn
- Sprittusj

Transport og sikringsutstyr

- Pedimate, sikring av barn på bære
- Barnebag, bag klargjort for sikring av infant (ikke fast i flyet)
- Vacuum madrass (ikke fast i flyet)
- Bag for transport av medisinsk utstyr

Monitoreringsutstyr, tilbehør

- Blodsuktermåler

- Intraossøs drill, med kanyler
- BT-mansjett
 - Stor, medium, medium lang og liten x 2
- EKG-kabel x 2
- Pulsoxymeter, fingerprobe x 2
- Adapter til kapnograf
- Diverse kabler
 - Temp prober
 - SaO₂ prober
 - Invasiv monitorering
 - Ladekabel (div. USB)

Ventilasjonsutstyr

- Oxygenflaske, 3 l. LIV, kompositt
- Lærdalsbag, adult, komplett
- (oppbevares lett tilgjengelig)
- Lærdalsbag, komplett, adult
- Lærdalsbag, komplett m/pop-ventil, junior
- Peep-ventil m/ventilcappe (stor diam.)
- Lærdalsmasker 4 stk
- Svelgtuber, div str. 4 stk
- O²-masker m/reservoir, voksen
- O²-masker m/reservoir, barn
- O²-slanger, 1 stk
- Nesekateter, 10 stk
- O²-Brillekateter, voksen
- O²-Brillekateter, barn
- Kunstig nese, for trach.

Bag for «sikring av luftveier»

- Endotrachealtuber, m/cuff, 3 stk
- Mandreng, 2 stk
- Larynxmasker, 3 stk
- Bochi, 1 stk
- Grov kanyle med tubeconnector

Intubasjonsbag

- Laryngoskopskaft, hook-on
- Laryngoskopblad, fiberoptisk, 4 str.
- Reservebatteri til laryngoskop
- Magills tang
- Saks
- Cufftang/art. pinsett
- Stetoskop
- Pennelykt
- Xylocaingel

- Cuffsprøyte
 - Bendelbånd og sportstape
- Nødtracheotomisett, voksen og barn
- Slangesett mm til ventilator
 - Ventilatorslangesett
 - Tubeforlenger m/svivel
 - Bakteriefilter
- CPAP utstyr
 - Maskeholder, m/ 3 masker til LTV-1200
 - Flow-Safe, CPAP, komplette enheter, 3 sett (S, M og L)

Sirkulasjonsutstyr

Injeksjons og infusjonsutstyr

- Sprøyter, 1, 2, 5, 10 og 20 ml. 3-7 stk av hver
- Kanyler, sc, im og opptrekk. 5 stk av hver
- IV-kanyler, 0,9 - 1,1 – 1,3 og 1,7. 2 stk av hver
- Arteriekanyler, 2 stk
- Luer-Lock propp, tilbakeslagsventil
- Div festemiddel (tape, plaster, Vecafix® o.l.)
- Barberhøvel
- Staseslange
- Slangesett til infusjonspumpe, 4 stk
- Sprøyte til infusjonspumpe, 4 stk
- IV-sett og blodtransfusjonssett, 2 stk

Infusjonsvæske med tilbehør

- Overtrykksmansjett, 1000 ml, 2 stk
- Infusjonsvæsker (Ringer, Glucose, Mannitol m.m.)
 - 3 x 1000 ml
 - 5 x 500 ml
 - 2 x 250 ml
 - 2 x 100 ml

Medikamentbag

- Medikamenter i henhold til helseforetakenes vedtatte lister.

Behandlingsutstyr

Barnebag

- Se egen utstyrsliste
- Thoraxdren 2 stk

Sutur og vaskesett (pakket separat)

- Subclaviakanyler

- Sutur
- Suturett
 - Knivskaft
 - Kirurgisk bladpinsett
 - Anatomisk pinsett
 - Arteriepinsett
 - Sutursaks
 - Nåleholder
 - Skiftesett (engangs)
 - Sterile kompresser
 - Mepore el.l.
 - Sterilt stykke/hulltøy

Fødesett (pakket separat)

- Deliverysett (div sterile håndkle etc.)
- Jordmorsug
- Navlestrikk
- Tøybleier (til barnet)
- Lue til spebarn

Kateterisering (pakket separat)

- Kateteriseringssett/skiftesett
- Urinkateter str. 10, 12 og 14
- Urinpose m/slange
- Citanest/Xylocaingel el.l.

Hygiene og smittevern

Infeksjonsvern (pakket separat)

- Smittefrakk, 2 stk
- Åndedrettsvern, 3 stk
- Munnbind, 10 stk
- Munnbind m/visir 5 stk
- Desinfeksjonsmiddel (Perasafe pulver og 1 l tomflaske)

Oppsamlingsutstyr

- Cellestoff
- Pussbekken
- Sic-Sac oppkastpose
- Urinal tissepose (f.eks. Travel John)
- Plastposer, søppelpose
- Plastpose, smitte (gul)

Stelleutstyr

- Klorhexidin, 0,5 mg/ml

- Desinfeksjonsprit 70%
- Sterile hansker, str. 6, 7 og 8
- Usterile hanser, str. M og XL
- Munnbind
- Elastisk bind og gasbind
- Tupfere /kompresser
- Absorbsjonsbandasje
- Saks
- 50 cc sprøyte m/kateterspiss
- Ventrikkelsonde
- Duodenalsonde (sumpsonde)
- Urinpose
- Hygieneunderlag (kladd)
- Håndsug
- Sugelanger
- Sugekateter (10, 14 og 16) 5 av hver
- Boks for risikoavfall (bruktekanyler mm)
- Hånddesinfeksjon, dispenser
- Desinfeksjonsklut/overflatevask/våteserviett o.l.
- Plastkrus
- Sugerør
- Munnpensel
- Drikkevann (2 x 300-500 ml)

Tepper, pledd og lintøy

- Reserverlaken, putevar og dynetrekk
- Håndkle og vaskekluter
- Varmelaken (Easy-Warm el.l.)
- Helseteppe, 2 stk
- Ullteppe 2 stk

3.2 Utstyr som tas med fra basen ved behov

Enhet	Ca. volum eller vekt	Antall	Mål (mm)	Innhold/merknad
Vakummadrass	8 kg	1 stk		Ikke fast i flyet, kun ved behov.
Transportbag for nyfødt		1 stk		Med sikringsutstyr for barn (f.eks. Pedimate) i transportbagen

4. Kommunikasjonsteknisk utstyr

Håndradioterminaler for Nødnett

Oppdragsgiver leverer kommunikasjonsteknisk utstyr for crew. Dette er håndradioer for Nødnett med ladere (lades på hjemmebase). Pr. i dag er dette radioer av type Sepura STP 9000, men det kan bli innført andre typer radioer i avtaleperioden. Det er tiltenkt en radio pr. crewmedlem (inklusive flylege).